

## Handgelenk- Blutdruckmessgerät



### Vorgeformte Manschette

Für Handgelenkumfang  
von 13,5 - 19,5 cm



### Einfach

visocor Geräte legen den Fokus auf einfache Blutdruckmessung – einfach zu bedienen mit einem Tastendruck.



### Präzise

Die Messgenauigkeit der visocor Blutdruckmessgeräte wurde von mehreren unabhängigen Instituten geprüft und bestätigt.



### Qualität

Alle visocor Blutdruckmessgeräte durchlaufen mehrere Qualitätskontrollen. Qualität, auf die Sie sich verlassen können.



Klinisch validierte  
Messgenauigkeit



Arrhythmie-  
Anzeige



WHO-  
Ampel



Durchschnitts-  
wert



### Validierte Messgenauigkeit

nach Deutscher Industrienorm  
DIN EN ISO 81060-2



### Speicher mit Mittelwertanzeige

Benutzerspeicher für  
99 Messwerte  
mit Mittelwertanzeige



### WHO- Ampel

Ampelfunktion zur einfachen  
Einstufung der Messwerte  
nach WHO-Richtlinien



### Arrhythmie- erkennung

Anzeige unregelmäßiger  
Pulse z.B. bei Herzrhythmus-  
störungen



### Intelligentes Aufpumpen

Während des Aufpumpens wird  
der ideale Aufpumpdruck für  
Ihren individuellen Blutdruck  
berechnet - ohne Nachpumpen.



### Datum / Uhrzeit



CE0123

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Lager- und Transportbedingungen<br>Storage and transport conditions | -25 °C - 70 °C<br>2 - 93 % RH  |
| Betriebsbedingungen<br>Operating conditions                         | 5 °C - 40 °C<br>15 % - 93 % RH |



### Inhalt

Vollautomatisches Blutdruckmessgerät visocor<sup>®</sup> HM60  
Gebrauchsanleitung  
Aufbewahrungsbox  
2 x 1,5 V Mignon Alkaline-Batterien (AAA, LR03)

REF 22060  
PZN-16259929

UEBE Medical GmbH  
Bürgermeister-Kuhn-Str. 22  
97900 Kűlsheim  
Germany  
info@uebe.com  
www.uebe.com