

Polymer-Gel-Artikel

- Beugen Reibung und Entzündung vor
- Bieten Polsterung und Komfort
- Sorgen für geschmeidige Haut
- Schützen strapazierte Bereiche
- Helfen beim Heilen
- Sind formstabil und langlebig

Das sanft anschmiegsame Polymer-Gel ist ein Elastomer mit besonderen Eigenschaften und langer Lebensdauer. Es ist hautfreundlich und hochelastisch. Dreidimensional dehnbar entlastet es schmerzhafte Druckstellen. Das Material ist klar, geruchlos, nicht toxisch, hypoallergen und dermatologisch getestet, macht harte Hautpartien geschmeidig und reduziert Verhornungen.

Polymer-Gel-Formteile sind exzellent geeignet für Patienten mit arthritischen oder Durchblutungsproblemen, die eine warme, anschmiegsame Problemlösung benötigen. Die Formteile können handwarm mit einem milden Waschmittel gewaschen werden und sollten nach dem Trocknen mit Talkumpuder oder GEHWOL Fußpuder leicht eingepudert werden.

Achtung: Bei normaler Verwendung wird Paraffin-Öl in winzigen Mengen freigesetzt. Um Ihre Schuhe zu schützen, tragen Sie bitte Strümpfe.




GEHWOL
Zehenteiler

Angenehm anschmiegsamer Schutz bei eng aneinander liegenden Zehen.
Verhütet Wundreiben und Hautreizungen.
Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen.

Medizinprodukt

Klein 3 Stück in Faltschachtel
Groß 3 Stück in Faltschachtel



GEHWOL
Vorfußpolster

Besonders komfortables, beidseitig mit elastischem Gewebe beschichtetes Polymer-Gel.
Nur 2 mm dick, passt bequem in jeden Schuh.
Zum Schutz des Mittelfußes vor Reibung und Druck.
– textilverstärkt –

Medizinprodukt

1 Stück in Faltschachtel




GEHWOL
Zehenschutz

Flexibles Polymer-Gel in feinem, hochelastischem Gewebe für gleichmäßig entlastende Druckverteilung, z.B. bei Warzen oder Hühneraugen.
– textilverstärkt –

Medizinprodukt

Klein 2 Stück in Faltschachtel
Mittel 2 Stück in Faltschachtel
Groß 2 Stück in Faltschachtel




GEHWOL
Zehenkappe

Nahtloses hochelastisches Gewebe, innen vollflächig mit flexiblem und hautpflegendem Polymer-Gel beschichtet.
Bei Hühneraugen zwischen den Zehen und bei Nagelfalz- und Zehenkuppenproblemen.
– textilverstärkt –

Medizinprodukt

Mittel 1 Stück in Faltschachtel

GEHWOL Zehenschutzring G




Flexibler Polymer-Gel-Ring für gleichmäßig entlastende Druckverteilung, z.B. bei Warzen oder Hühneraugen.

Medizinprodukt

Mini 2 Stück in Faltschachtel
Klein 2 Stück in Faltschachtel
Mittel 2 Stück in Faltschachtel
Groß 2 Stück in Faltschachtel

GEHWOL Zehenkappe G



Hochelastische, hautschützende Polymer-Gel-Kappe. Bei Hühneraugen zwischen den Zehen und bei Nagelfalz- und Zehenkuppenproblemen.

Medizinprodukt

Klein 2 Stück in Faltschachtel
Mittel 2 Stück in Faltschachtel

GEHWOL Korrekturring G



Zur Linderung typischer Beschwerden bei Hammerzehen. Streckt, senkt und führt den Zeh sanft in die normale Position. Das betroffene Zehengelenk wird entlastet und die Hornhautbildung eingeschränkt. Der Ring wird mit der dickeren Stelle nach oben über den betroffenen Zeh gestreift.

Medizinprodukt

3 Stück in Faltschachtel

GEHWOL Zehenspreizer G



Anschmiegsame und rutschsichere Erleichterung bei Hühneraugen zwischen den Zehen. Korrigiert verlagerte, eng anliegende und übereinander stehende Zehen. Schützt vor Wundreiben und Hautreizungen. Geeignet bei Ballendeformationen und zur Zehenkorrektur.

Medizinprodukt

Klein 3 Stück in Faltschachtel
Mittel 3 Stück in Faltschachtel
Groß 3 Stück in Faltschachtel

GEHWOL Hammerzehen- Polster G




Besonders komfortables, weiches Polymer-Gel-Polster mit breiter, elastischer Schlaufe für sicheren Sitz, ohne einzuschnüren. Verhütet Hautreizungen und Hühneraugen an Zehenkuppen. Die Belastbarkeit der Füße wird spürbar erhöht.

Medizinprodukt

Links 1 Stück in Faltschachtel
Rechts 1 Stück in Faltschachtel

GEHWOL Ballenpolster G



Erleichtert das Gehen bei Großzehenballen. Das weiche Polster sorgt für einzigartigen Schutz und Komfort. Es wird unter dem Strumpf getragen. Beim Tragen von Ballenpolster G und Zehenteiler ergänzen sich beide Produkte.

Medizinprodukt

1 Stück in Faltschachtel

